

Aide mémoire de
L'INJECTEUR
IDAL



MSD

Santé Animale

Nettoyer et désinfecter l'injecteur IDAL

FAIRE UN RINÇAGE DU CIRCUIT

NETTOYER L'INJECTEUR

- Retirer le flacon de liquide de rinçage, goulot vers le bas. Du liquide de rinçage doit couler par l'extrémité de la prise d'air.
- Retirer la batterie (elle n'est pas étanche).
- Passer à grande eau (eau tiède) la tête d'injection. S'assurer que le cylindre mobile pivote sur lui-même et coulisse bien sur son axe.
- Rincer à grande eau l'aiguille plongeuse.
- Nettoyer l'ensemble avec une éponge humide ou des lingettes lavantes et désinfectantes.
- Nettoyer la tête de la batterie (à l'opposé des contacteurs) avec une lingette lavante et désinfectante.
- Essuyer l'injecteur et la tête de la batterie.

DÉSINFECTER L'INJECTEUR

- Pulvériser une solution diluée de Chlorhexidine 5%.
- Sécher l'injecteur à l'abri de la poussière.
- Remplacer l'injecteur dans la valise.

Vacciner avec l'injecteur IDAL

PRÉPARER L'APPAREIL

- Mettre 1 flacon de vaccin en place.
- Mettre la batterie en place.
- Vidanger le liquide de rinçage jusqu'à disparition du message « NOVA ».
- Amorcer en faisant 3 injections vers l'éponge en tirant manuellement le cylindre mobile vers le capteur.
- Mettre le compteur journalier à 0.
- Vérifier ensuite que l'écran de contrôle affiche un tiret qui défile.

VACCINER

- Appuyer sur la gâchette en continu.
- Appuyer la tête de l'injecteur bien à plat sur l'animal et maintenir une pression jusqu'à l'injection du produit.
- Vérifier la présence d'une papule sur le site d'injection.



La veille de chaque vaccination

METTRE LA BATTERIE EN PLACE DANS L'INJECTEUR.
METTRE 1 FLACON DE SOLVANT SPÉCIFIQUE DE LA GAMME IDAL



ELIMINER LE PRODUIT DE RINÇAGE

- Appuyer sur la gâchette en direction de l'éponge jusqu'à disparition du message « NOVA ».
- Mise en route automatique du circuit de pompage.

TESTER L'INJECTEUR

- Faire 5 injections.

RINCER LE CIRCUIT

- Remplacer le Solvant spécifique de la gamme IDAL.
- Appuyer sur la gâchette.
- Faire plusieurs injections jusqu'à l'apparition du message « NOVA ».
- Relâcher la gâchette après 10 cycles de rinçage.

RETIRER LA BATTERIE

Contenu d'une valise IDAL



1 Injecteur IDAL

2 Chargeur de batterie

3 Batteries x2

4 Emplacements pour :

- Liquide de rinçage
- Diluvac® pour tester l'injecteur

5 Adaptateurs

- Mode d'emploi
- Carte de service après-vente
- Formulaire de retour
- Certificat de contrôle



VACCINATION **IDAL**

Prêt pour le grand bond ?



Maintenance

Maintenance & Services Après-vente

- **Serviphar**
Parc d'activité du Haut Montigné- 35370 TORCE
- **Contact** : c.lecorre@serviphar.com
- **Permanence téléphonique** :
de 8h30 à 17h30
02.99.76.83.12



MSD
Santé Animale